



DR. WOLFGANG SCHWAHN

Sachverständigen-Büro

für die Untersuchung, Graduierung und Bewertung von
Diamanten, Farb-Edelsteinen, Perlen, Schmuck, Edelmetallen und Uhren

Dr. rer. oec. WOLFGANG SCHWAHN
Dipl.-Wirtsch.-Ing. FH - Gemmologe -
Diamant-Gutachter

Von der Industrie- und Handelskammer
öffentlich bestellter und vereidigter
Sachverständiger für Edelsteine und
Schmuck

GUTACHTEN

Staatsanwaltschaft Coburg, Ketschendorfer Str.1, 96450 Coburg
Aktz.: 2DR 130/24

Zur Überprüfung und Wert-Ermittlung wurde vorgelegt

1 Ebel Damen-Armbanduhr

Die Untersuchung erfolgte nach der Sachverständigen-Ordnung und
die Bewertung aufgrund gegenwärtiger Angebote im Einzelhandel
sowie im Online- und Auktionsbereich.

Hierbei wurde der Zeitwert ermittelt.



DR. WOLFGANG SCHWAHN

Vorbemerkung und Zustand der Uhr

1. Echtheitsprüfung

Nach Untersuchung von Gehäuse, des Ziffernblattes und des Werkes wird die Marken-Echtheit bestätigt.

Damit wird ein Plagiat ausgeschlossen.

2. Zustands-Prüfung

Normale Abnutzungs-/Benutzungs-/Tragespuren waren an der Uhr ersichtlich und wurden bestmöglichst durch unsere Goldschmiede beseitigt.

Das Uhrwerk läuft.
Eine Spezial-Batterie wurde ersetzt.

Eine Garantiezusage kann nicht gegeben werden.
Siehe Leistungs-Übersicht.

Für eventuelle spätere Reparaturen steht Ihnen das SCHWAHN-Werkstatt-Team gerne zur Verfügung.

Die Untersuchung und Bewertung erfolgte nach bestem Wissen durch die SCHWAHN-Uhrmacher.

Coburg, den 23.02.2024


Petro Otto



Dr. Wolfgang Schwahn





DR. WOLFGANG SCHWAHN

Wertermittlung

Hersteller	EBEL Swiss
Gehäuse Nr.:	52608141
Uhr Modell / Baujahr	Damen Quarz Ref.: E1090121 / ca. 1995 - 2000
	
Damen - Quarz – Uhr	
Zustand	Gebraucht / funktionstüchtig / Batterie Typ 315 O.K.
Werk	
Aufzug	
Kaliber/Werk	Ebel 83 / Quarzwerk
Anz. Steine	7
Schwingung	32768 pro Sekunde
Gehäuse	
Material Gehäuse	Edelstahl / Gold
Durchmesser	34 mm
Höhe	6 mm
Glas	Saphirglas
Zifferblatt	weiß mit römische Zahlen
Zeiger / Krone	Balkenzeiger schwarz / Originalkrone Gold
Gold Lünette 5 fach verschraubt	
Armband	Edelstahl / Gold / verdeckte Faltschließe
Zeitwert 02/2024	
1.800,-- €	



DR. WOLFGANG SCHWAHN

Leistungs-Übersicht für einen Normal - Batterie - Wechsel zum Sonder - Preis mit 14 Arbeitsgängen

1. Annahme der Uhr
2. Öffnen der Uhr
3. Entriegeln der Batteriehalterung
4. Entfernen und Prüfen der alten Batterie
5. Entsorgung der alten Batterie
6. Ermitteln des Batterie-Typs und Heraussuchen
7. Wiederherstellung der korrekten Batterie-Kontaktierung
8. Fachgerechtes Einsetzen der neuen Energie-Quelle
9. Verriegeln der Batterie - Halterung
10. Einstellen der Uhr korrekte Zeit und Datum
11. Gangprüfung
12. Sichtkontrolle der Bodendichtung
13. Schließen des Deckels
14. Rückgabe und Kassier-Vorgang

Achtung:

Um einen günstigen Preis zu gewährleisten erfolgt keine längere Gang-Kontrolle.

Bei 85% aller Uhren ist dies auch nicht erforderlich.

Bei den restlichen 15% liegt der Defekt nicht an der Energie-Quelle sondern am Werk, E-Block, Räderwerk, Korrosion, Krone, Welle, Verschmutzung, Abrieb usw. und kann auch einige Zeit nach dem Batteriewechsel wieder auftreten. Ein neue Batterie überwindet manchmal für einige Zeit eine Hemmung oder Verharzung.

Ihr SCHWAHN - Service - Team

